


NewGene COVID-19-Antigen-Testkit



Bezeichnung: NewGene COVID-19-Antigen-Testkit

Artikelnummer: EWG5640S296211

Sensitivität: 97,1%

Spezifität: 99,2%

Anwendungsart: Eigenanwendung (BfArM Nr. 5640-S-296/21)

Probenentnahme: nasal (vorderer Nasenbereich)

Verwendungszweck:

Immuno-chromatographischer Schnelltest zum qualitativen Nachweis des SARS-assoziierten Coronavirus (SARS-CoV-2) Antigens in menschlichen Nasenabstrichproben und für die Eigenanwendung durch den ungeschulten Laien vorgesehen.

Packungsinhalt:

1 Testkassette

1 Vorbefülltes Pufferröhrchen + Röhrchenkappe

1 Steriler Abstrichtupfer

Hersteller: New Gene (Hangzhou) Bioengineering Co., Ltd.